

eneka<sup>PRO</sup>  
diode laser platform

DER LEISTUNGSSTÄRKSTE  
4-WELLEN-DIODENLASER



**eneka**<sup>PRO</sup>  
diode laser platform



## SCHNELLER UND EFFIZIENTER GEHT HAARENTFERNUNG NICHT

- + 5000 Watt Power
- + 4 Wellenlängen 755 / 808 / 1064 / 810-940-1060 nm
- + Impulszeiten von 2 bis 400 ms
- + Plattform mit 7 Handstücke (einfach zu wechseln)
- + 100 Mio. Schuß je Handstück
- + 2 Behandlungs-Modi (FDHR / DHR)
- + Hochfluenz- und Hochfrequenzbetrieb 4 – 10 Hz
- + Kühlleistung für 24/7 Betrieb ohne Abkühlzeiten
- + Behandlung von allen Haut- und Haartypen
- + Behandlungen im FDHR Mode sind schmerzfrei
- + Ganzjährig einsetzbar
- + Schneller Return-On-Invest
- + Top Qualität Made in Europe
- + Umweltbewusste und nachhaltige Fertigung

### Beindruckende Behandlungszeit

- Rücken: ca. 8 Minuten (3 – 5 Sitzungen)
- Beine: ca. 10 Minuten (3 – 4 Sitzungen)
- Brust: ca. 8 Minuten (3 – 5 Sitzungen)
- Arme: ca. 7 Minuten (3 – 4 Sitzungen)
- Achseln: ca. 2 Minuten (3 Sitzungen)


# VORHER/NACHHER



3 Sitzungen



4 Sitzungen



3 Sitzungen



3 Sitzungen



# 4 WELLENLÄNGEN + 7 HANDSTÜCKE

Einfach zu wechseln durch Plattform-Technologie



808 nm

SPOT L 10x9 mm/2000W

SPOT XL 20x9 mm/4000W

SPOT 2XL 34x14 mm/5000W



755 nm

SPOT L 10x9 mm/2000W



SPOT XL 20x9 mm/4000W



1060 nm

SPOT L 10x9 mm/2000W



810 nm  
940 nm  
1060 nm

SPOT XL  
20x9 mm  
4000W


## 2 BEHANDLUNGS-MODI

### FDHR und DHR Mode

Im **FDHR Mode** wird die Energie kummulativ abgegeben und die Haarwurzel wird allmählich erwärmt und dauerhaft zerstört. Die Behandlung im FDHR Mode ist sehr schnell, super effizient und für den Patienten schmerzfrei.

Der **DHR Mode** ist dagegen die klassische Funktionsweise mit der Abgabe von kurzen Impulsen mit viel Energie in der sogenannten Stempeltechnik.

Videos zu Behandlungen  
mit enekaPRO finden Sie auf  
[www.acosmed.de](http://www.acosmed.de)



# VIELSEITIG + EFFIZIENT

Für ALLE Haut- und Haartypen geeignet

Eneka Pro stellt sich automatisch auf den jeweiligen Haut-/Haartyp ein und gibt die idealen Parameter vor.

Während der Behandlung können alle Einstellungen bei Bedarf individuell angepasst werden.



## CONTACT COOLING SAPPHIRE TIP SYSTEM

Das CONTACT COOLING SYSTEM SAPPHIRE TIP.  
Die Anwendung von Kontaktkälte schützt die Epidermis  
vor Überhitzung und macht die Behandlung  
schmerzfrei.

**eneka**<sup>PRO</sup>  
diode laser platform

# SCHÖN + LEISTUNGSSTARK



MADE IN  
EUROPE



Eneka Pro begeistert mit einem hochwertigen Korpus aus Metall und einer Top Qualität Made in Europe.





In unserer Medical Aesthetic Academy in Düsseldorf-Hilden präsentieren wir alle Technologien und schulen Ihre Mitarbeiter. Natürlich können alle Anwendungen in unserem Behandlungsraum ausprobiert werden.

Wir freuen uns auf Sie!



**Acosmed Medical Aesthetic Academy**

Mittelstraße 62a | 40721 Hilden

Tel.: 0171 / 275 587 7

info@acosmed.de | [www.acosmed.de](http://www.acosmed.de)



**Acosmed GmbH**

Mittelstraße 62a | 40721 Hilden

Tel.: 0171 / 275 587 7 | [info@acosmed.de](mailto:info@acosmed.de)

