

EMPFOHLEN FÜR

Die Behandlung wirkt entgiftend und entwässernd und optimiert die bei der professionellen Körperkonturierung erzielten Ergebnisse.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| KÖRPERKONTURIERUNG | BESEITIGT WASSEREINLAGERUNGEN |
| CELLULITE (GRADE I-III) | LINDERT MÜDE BEINE UND ARME |
| STEIGERUNG DER MUSKELSPANNUNG | NACH DER GEBURT |
| SCHLAFTE HAUT | LYMPHDRAINAGE |
| FÖRDERT DIE DURCHBLUTUNG | VOR DER FETTABSAUGUNG |
| | ENTSPANNUNG UND WOHLBEFINDEN |

VORTEILE



FÖRDERT DIE LYMPHZIRKULATION



REGT DIE DURCHBLUTUNG AN



MUSKEL-ENTSPANNUNG



ENTGIFTUNG DES GEWEBES



LINDERT GESCHWOLLENE UND MÜDE BEINE



FÖRDERT DEN VENÖSEN RÜCKSTROM



IN HANDARBEIT HERGESTELLT

An der Schnittstelle zwischen Tradition und Technologie


KLINISCHE STUDIEN

Sie möchten mehr wissen? Unsere klinischen Studien belegen die einzigartige Leistungsfähigkeit von LINFOPRESS.

Jetzt anfragen: info@acosmed.de



In unserer Medical Aesthetic Academy in Düsseldorf-Hilden präsentieren wir Ihnen alle Technologien und schulen Ihre Mitarbeiter. Natürlich können Sie selbst alle Anwendungen vor Ort ausprobieren.



Acosmed Medical Aesthetic Academy
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden
Termine nach Vereinbarung.



Acosmed GmbH
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden
Tel.: 0171 / 275 587 7 | info@acosmed.de



in Zusammenarbeit erstellt mit
TERMO SALUD | MEDICAL AESTHETIC

Hinweis: Für unsere Unterlagen nutzen wir Bilder, Daten und Studien von TermoSalud. Alle klinischen Studien wurden von TermoSalud durchgeführt und dokumentiert.



MADE IN EUROPE



LINFOPRESS_EVOLUTION_PRO_Catalogo_B_DE

LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

Pressotherapie
für eine
**HOCHMODERNE
KOMPRESSIONS-
BEHANDLUNG**



LINFOPRESS EVOLUTION PRO

Bei **Linfopress Evolution PRO** handelt es sich um ein pneumatisches Drucktherapie-System, das mit Druckimpulsen arbeitet, die den venösen Rückstrom des Blutkreislaufs nachahmen.



Klinische Sicherheit



Einsatz auch bei Personen mit Herzschrittmacher möglich



Sichtbare klinische Wirksamkeit ab der ersten Sitzung



Hands-free-Anwendung



Bequem und schmerzfrei




Für optimale Ergebnisse mit anderen Behandlungen kombinierbar



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

24 LUFTKAMMERN mit unabhängiger Programmierung



4 Größen + Expander mit Reißverschlüssen

3 Größen + Expander mit Reißverschlüssen

HOHE KOMPRESSIONSSTUFE:
80 mm Hg

10 VOREINGESTELLTE PROGRAMME

10 FREI WÄHLBARE SPEZIALPROGRAMME

BIOMIMETISCHES SEQUENTIELLES PULSIONSSYSTEM

24 sich überlappende vKammern

4 KOMPRESSIONSMODI



PRE-THERAPY

WAVE

RELAXING

LYMPHA



LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

Mit anderen medizinisch-ästhetischen Technologien zur Körper-modellierung kombinierbar.